



UVAMED
INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS

Nowy standard organizacji leków znieczulających – Tęczowe Tace – Oferta produktu

SYRMED Aparatura i Sprzęt Medyczny Hubert Syrek

tel. +48 603-526-756

e-mail: syrmed@syrmed.pl



Syrmed

Aparatura i Sprzęt Medyczny Hubert Syrek



FIRMA SYRMED DZIAŁA
NA RYNKU OD 2014
ROKU



GŁÓWNE OBSZARY
DZIAŁANIA TO: BLOKI
OPERACYJNE



- KONTENERY
STERYLIZACYJNE



- NARZĘDZIA
CHIRURGICZNE



- STOŁY OPERACYJNE



- LAMPY OPERACYJNE




- OBŁOŻENIA
OPERACYJNE
WIELOKROTNEGO
UŻYTKU



- JEDNORAZOWE
WYROBY MEDYCZNE

Tęczowe Tace:

To innowacyjny i prosty produkt, który znacząco przyczyni się do bezpieczeństwa pacjentów we wszystkich obszarach, w których wykonuje się znieczulenie.



Tęczowe tace składają się z trzech części:

- **GŁÓWNA TACA** – na podstawowe leki anestetyczne (największa kolorowa z przegródkami na poszczególne strzykawki)
- **RATUNKOWA TACA** - na leki używane tylko w nagłych wypadkach
- **LOKALNA TACA** – na miejscowe środki znieczulające, które muszą być oddzielone od rutynowych leków, aby uniknąć przypadkowego użycia (kolor szary – brak przegródek)

Ta konfiguracja umożliwia wyraźne oddzielenie rutynowych, lokalnych i awaryjnych leków, przy czym w razie potrzeby dwie mniejsze tace znajdują się pod główną tacą rutynową.





Obecna praktyka:

- Obecna praktyka transportu i przechowywania leków znieczulających przed podaniem najczęściej obejmuje umieszczenie wszystkich leków w pojedynczej, nie podzielonej na przedziały tacy wykonanej z masy papierniczej lub polipropylenu.
- Powoduje to ryzyko, że leki można wymienić lub zgubić.
- Wymieszane ampułki na jednej tacy uniemożliwiają bardzo szybkie podanie leku – konieczne jest wydłużenie czasu na wyszukanie odpowiedniej ampułki i sprawdzenia leku.

Tęczowe Tace
dostarczają
czterech
ważnych
zagadnień:



▪ **NORMALIZACJA :**

- Obsługuje system oznaczania kolorami kodów krytycznych ASTM
- Standaryzuje logiczny postęp użytkowania od indukcji do zamiany

▪ **SEGREGACJA:**

- Fizyczna separacja wszystkich rodzajów leków w celu zmniejszenia ryzyka zamiany strzykawk
- Całkowita segregacja środków znieczulających w nagłych wypadkach i miejscowych
- Przechowuje odpowiednią ampułkę ze strzykawką dla skutecznego podwójnego sprawdzania

▪ **KONTROLA INFEKCJI:**

- Materiał bakteriostatyczny - powstrzymuje wzrost i rozwój bakterii
- Brak rozpraszania szkodliwych włókien pulpy w obszarze operacyjnym
- Tace jednorazowego użytku

▪ **BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA**

Kolorowe samoprzylepne etykiety zgodne z ISO 26825 2008:

- Etykiety strzykawek są świetnym uzupełnieniem Tęczowych Tac - są zgodne z normą ISO 26825 i są zgodne z zaleceniami:
 - Royal Pharmaceutical Society
 - Europejskie Towarzystwo Anestezjologiczne
- Etykiety są drukowane zgodnie z określonymi kolorami pantone ISO, czytelna czcionka i rozmiar etykiety pozwalają w prawidłowy sposób oznakować strzykawkę za pomocą wytrzymałego kleju.
- Etykiety dostarczane są na dwóch rolkach po 500 sztuk.



Lidocaine
..... mg/ml

Ephedrine
..... mg/ml

Midazolam
..... mg/ml

Atropine
..... micrograms/ml

Propofol
..... mg/ml

Suxamethonium
..... mg/ml



Tace na leki w 100% nadające się do recyklingu

- Produkty Rainbow Trays są wytwarzane w pomieszczeniach o najwyższym standardzie czystości.
- Są wytwarzane przy użyciu materiałów pochodzących z recyklingu. Odzyskana zawartość wynosi minimum 80%.
- Solidne tace podstawowe powinny być ponownie użyte co najmniej 100 razy
- Jednorazowe tace wkładane są wytwarzane tak, aby wykorzystywać jak najmniej materiału; mniej niż standardowa butelka na napoje, aby zmniejszyć objętość plastiku



Syrmed

Ofertę cenową dedykowaną dla Państwa chętnie przedstawimy podczas spotkania.

Zachęcam do współpracy

SYRMED Aparatura i Sprzęt Medyczny Hubert Syrek

Krężna 109, 97-371 Wola Krzysztoporska

+48 603-526-756

syrmed@syrmed.pl